

活動リスト

検査-様式-品0081
2026.9.1～

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	備考
基幹項目						
1.尿・糞便等検査						
	D 0 0 0 尿中一般物質定性半定量検査					
		蛋白定性	尿	p H指示薬の蛋白後作法	検査-3-SOP251	
		グルコース	尿	酵素法(GOD・POD法)	検査-3-SOP251	
		ビリルビン	尿	アゾカップリング法	検査-3-SOP251	
		ケトン体	尿	アルカリニトロプルシド法	検査-3-SOP251	
		潜血反応	尿	ヘモグロビンPOD様反応	検査-3-SOP251	
		ウロビリノゲン	尿	アゾカップリング法	検査-3-SOP251	
		pH	尿	pH指示薬法	検査-3-SOP251	
		試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）	尿	グリース法	検査-3-SOP251	
		比重	尿	化学的比重測定法	検査-3-SOP251	
	D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）					
		尿沈渣（鏡検法）	尿	鏡検法	検査-3-SOP252	
	D 0 0 3 糞便検査					
		7 糞便中ヘモグロビン	便	ラテックス凝集免疫比濁法	検査-3-SOP302	
2 血液学的検査						
	D 0 0 5 血液形態・機能検査					
		2 網赤血球数	血液	フローサイトメトリー法	検査-3-SOP202	
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液	フローサイトメトリー法	検査-3-SOP203	
		5 末梢血液一般検査	血液	白血球数 フローサイトメトリー法 赤血球数 シースフローDC検出法 ヘモグロビン SLS-HGB法 ヘマトクリット 赤血球パルス波高値検出法 血小板数 シースフローDC検出法	検査-3-SOP201	
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液	メイ・ギムザ染色法	検査-3-SOP203	
		9 ヘモグロビンA 1 c（H b A 1 c）	血液	HPLC法	検査-3-SOP020	
	D 0 0 6 出血・凝固検査					
		2 プロトロンビン時間（P T）	血漿	透過法	検査-3-SOP205	
		4 フィブリノゲン定量	血漿	透過法	検査-3-SOP207	
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（A P T T）	血漿	透過法	検査-3-SOP206	
		1 1 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（F D P）定量	血漿	ラテックス比濁凝集法	検査-3-SOP208	
		1 7 Dダイマー	血漿	ラテックス比濁凝集法	検査-3-SOP213	
3 生化学的検査 I						
	D 0 0 7 血液化学検査					
		1 総ビリルビン	血清	酵素法	検査-3-SOP001	
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	酵素法	検査-3-SOP002	
		1 総蛋白	血清	ビウレット法	検査-3-SOP003	
		1 アルブミン（B C P改良法・B C G法）	血清	BCP改良法	検査-3-SOP004	
		1 尿素窒素	血清	ウレアーゼGLDH・ICDH・UV法(アンモニア消去法)	検査-3-SOP006	
		1 クレアチニン	血清	酵素法	検査-3-SOP007	
		1 尿酸	血清	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	検査-3-SOP008	
		1 アルカリホスファターゼ（A L P）	血清	IFCC標準化対応法	検査-3-SOP025	
		1 コリンエステラーゼ（C h E）	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP026	
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-G T）	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP027	
		1 中性脂肪	血清	酵素法	検査-3-SOP015	

活動リスト

検査-様式-品0081
2026.9.1～

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	備考
		1 ナトリウム	血清	ISE電極法	検査-3-SOP058	
		1 クロール	血清	ISE電極法	検査-3-SOP009	
		1 カリウム	血清	ISE電極法	検査-3-SOP010	
		1 カルシウム	血清	アルゼナソⅢ法	検査-3-SOP011	
		1 マグネシウム	血清	酵素法	検査-3-SOP013	
		1 グルコース	血漿	GOD電極法	検査-3-SOP019	
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ（L D）	血清	IFCC標準化対応法	検査-3-SOP028	
		1 アミラーゼ	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP029	
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ（L A P）	血清	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	検査-3-SOP049	
		1 クレアチンキナーゼ（C K）	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP030	
		1 鉄（F e）	血清	比触法(直接法)	検査-3-SOP021	
		1 不飽和鉄結合能（U I B C）（比色法）	血清	比触法(直接法)	検査-3-SOP023	
		1 総鉄結合能（T I B C）（比色法）	血清	計算法	検査-3-SOP022	
		3 H D L－コレステロール	血清	酵素法	検査-3-SOP016	
		3 無機リン及びリン酸	血清	酵素法	検査-3-SOp012	
		3 総コレステロール	血清	酵素法	検査-3-SOP014	
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（A S T）	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP031	
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（A L T）	血清	JSCC標準化対応法	検査-3-SOP032	
		4 L D L－コレステロール	血清	酵素法	検査-3-SOP017	
		1 6 アンモニア	血清	酵素法	検査-3-SOP024	
		1 7 グリコアルブミン	血清	酵素法	検査-3-SOP018	
5 免疫学的検査						
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査					
		1 梅毒血清反応（S T S）定性	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP040	
		1 抗streptリジンO（A S O）定量	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP042	
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP041	
		1 3 H T L V－Ⅰ抗体定性	血清	CLEIA法	検査-3-SOP104	
		1 6 H I V－1， 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	CLEIA法	検査-3-SOP147	
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査					
		3 H B s 抗原	血清	CLEIA法	検査-3-SOP101	
		3 H B s 抗体	血清	CLEIA法	検査-3-SOP102	
		5 H C V 抗体定性・定量	血清	CLEIA法	検査-3-SOP103	
	D 0 1 4 自己抗体検査					
		2 リウマトイド因子（R F）定量	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP039	
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査					
		1 C反応性蛋白（C R P）	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP033	
		4 免疫グロブリン IgG	血清	TIA法	検査-3-SOP034	
		4 免疫グロブリン IgA	血清	TIA法	検査-3-SOP035	
		4 免疫グロブリン IgM	血清	TIA法	検査-3-SOP036	
		8 C 3	血清	TIA法	検査-3-SOP037	
		8 C 4	血清	TIA法	検査-3-SOP038	
非基幹項目						
11 尿・糞便等検査						

活動リスト

検査-様式-品008I
2026.9.1～

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	備考
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査					
		3 尿浸透圧	尿	氷点降下法	検査-3-SOP209	
	D 0 0 3 糞便検査					
		9 カルプロテクチン（糞便）	便	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP218	
12 血液学的検査						
	D 0 0 5 血液形態・機能検査					
		3 血液浸透圧	血清	氷点降下法	検査-3-SOP210	
	D 0 0 6 出血・凝固検査					
		1 0 アンチトロンビン活性	血漿	合成基質法	検査-3-SOP211	
		2 2 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体（P I C）	血漿	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP212	
		2 5 トロンビン・アンチトロンビン複合体（T A T）	血漿	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP214	
13 生化学的検査 I						
	D 0 0 7 血液化学検査					
		2 リン脂質	血清	酵素法	検査-3-SOP043	
		6 リパーゼ	血清	酵素法	検査-3-SOP050	
		1 3 胆汁酸	血清	酵素法	検査-3-SOP046	
		2 2 C K－MB（蛋白量測定）	血清	免疫阻害法	検査-3-SOP054	
		2 5 フェリチン定量	血清	CLEIA法	検査-3-SOP105	
		2 8 K L－6	血清	CLEIA法	検査-3-SOP109	
		2 9 心筋トロポニンT（T n T）定性・定量	血清	ECLIA法	検査-3-SOP111	
		3 6 IV型コラーゲン	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP106	
		3 7 亜鉛（Z n）	血清	比色法	検査-3-SOP045	
		5 7 ロイシンリッチ α 2グリコプロテイン	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP165	
		5 8 プロカルシトニン（P C T）定量	血清	ECLIA法	検査-3-SOP108	
		5 9 プレセプシン定量	血清	CLEIA法	検査-3-SOP110	
14 生化学的検査 II						
	D 0 0 8 内分泌学的検査					
		6 プロラクチン（P R L）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP122	
		9 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP114	
		1 0 インスリン（I R I）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP118	
		1 3 成長ホルモン（G H）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP119	
		1 3 卵胞刺激ホルモン（F S H）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP120	
		1 3 C－ペプチド（C P R）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP117	
		1 3 C－ペプチド（C P R）	尿	CLEIA法	検査-3-SOP117	
		1 3 黄体形成ホルモン（L H）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP121	
		1 5 遊離サイロキシシン（F T 4）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP116	
		1 5 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP115	
		1 5 コルチゾール	血清	ECLIA法	検査-3-SOP125	
		1 8 サイログロブリン	血清	ECLIA法	検査-3-SOP128	
		1 9 ヒト絨毛性ゴナドトロピン－ β サブユニット（H C G－ β ）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP113	β 単独ではない
		2 0 脳性N a利尿ペプチド（B N P）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP124	
		2 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量	血清	ECLIA法	検査-3-SOP112	
		2 2 脳性N a利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（N T－p r o B N P）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP127	
		2 4 プロゲステロン	血清	ECLIA法	検査-3-SOP160	

活動リスト

検査-様式-品008I
2026.9.1～

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	備考
		3 3 副甲状腺ホルモン（P T H）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP123	
		3 6 エストラジオール（E 2）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP159	
		3 8 副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）	血漿	ECLIA法	検査-3-SOP129	
		4 6 心房性N a利尿ペプチド（A N P）	血漿	CLEIA法	検査-3-SOP126	
	D 0 0 9 腫瘍マーカー					
		2 癌胎児性抗原（C E A）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP131	
		3 αーフェトプロテイン（A F P）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP130	
		4 扁平上皮癌関連抗原（S C C抗原）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP135	
		6 C A15－3	血清	CLEIA法	検査-3-SOP136	
		9 前立腺特異抗原（P S A）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP134	
		9 C A19－9	血清	ECLIA法	検査-3-SOP132	
		1 0 P I V K A－II定量	血清	CLEIA法	検査-3-SOP142	
		1 1 C A125	血清	CLEIA法	検査-3-SOP133	
		1 2 神経特異エノラーゼ（N S E）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP138	
		1 5 C A72－4	血清	ECLIA法	検査-3-SOP137	
		1 6 遊離型P S A比（P S A F／T比）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP140	
		1 7 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP139	
		2 1 ガストリン放出ペプチド前駆体（P r o G R P）	血漿	CLEIA法	検査-3-SOP141	
		3 0 可溶性インターロイキン－2レセプター（s I L－2 R）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP219	
15 免疫学的検査						
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査					
		4 1 （1→3）－β－D－グルカン	血漿	発色合成気質法	検査-3-SOP144	
		5 0 エンドトキシン	血漿	比濁時間分析法	検査-3-SOP145	
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査					
		6 H B c抗体半定量・定量	血清	CLEIA法	検査-3-SOP161	
	D 0 1 4 自己抗体検査					
		8 マトリックスメタロプロテイナーゼ－3（MMP－3）	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP055	
		9 抗サイログロブリン抗体	血清	ECLIA法	検査-3-SOP149	
		1 0 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清	ECLIA法	検査-3-SOP150	
		2 6 抗T S Hレセプター抗体（T R A b）	血清	ECLIA法	検査-3-SOP151	
		3 0 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（M P O－A N C A）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP216	
		3 1 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体（P R 3－A N C A）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP215	
		3 2 抗糸球体基底膜抗体（抗G B M抗体）	血清	CLEIA法	検査-3-SOP217	
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査					
		4 血清補体価（C H50）	血清	リポソーム免疫測定法	検査-3-SOP056	
		1 1 β 2－マイクログロブリン	血清	ラテックス凝集比濁法	検査-3-SOP057	
		1 9 T A R C	血清	CLEIA法	検査-3-SOP162	
16 微生物学的検査						
	D 0 2 3－2 その他の微生物学的検査					
		2 尿素呼気試験（U B T）	その他	UBT法	検査-3-SOP143	
18 その他検査						
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）					
		シクロスポリン	血液	CLEIA法	検査-3-SOP154	
		タクロリムス水和物	血液	CLEIA法	検査-3-SOP155	
		メトトレキサート	血清	CLEIA法	検査-3-SOP156	